

LÄHETYSTIEDOT

Lähettävä sairaala ja osasto
Yhteyshenkilö ja puhelinnumero
Osoite
Eriävä laskutusosoite

POTILAAN TIEDOT

Sukunimi	Henkilötunnus	FHRB potilasnumero
Etunimi	Sukupuoli <input type="checkbox"/> nainen <input type="checkbox"/> mies	<input type="checkbox"/> Potilas on allekirjoittanut suostumuslomakkeen

NÄYTTEENOTTO-OHJEET

Luuydinnäyte ja ihobiopsia	<ol style="list-style-type: none"> Potilaan on allekirjoitettava suostumuskaavake ennen näytteiden ottoa. SHR:iin merkitään potilaan henkilötiedot sekä merkitään uusi seurantatieto > näytteenotto tutkimukseen > FHRB-biopankki Lähteitä tulostetaan kaksi (luuydin- ja verinäytteiden saatteeksi). Näytteenottoaika ja FHRB-potilasnumero on merkittävä lähetteeseen! Ihobiopsiat (2 x d. 4mm) otetaan lantioluun takaharjanteen alueelta (vain ensimmäisten biopankkinäytteiden yhteydessä). Luuydinnäytteet otetaan diagnostisten näytteiden jälkeen. Luuydintä pyritään ottamaan mahdollisimman paljon, mutta enintään 30 ml. Näytettä otetaan noin 5 ml/putki. Mikäli verinäytteet otetaan laboratoriossa, annetaan potilaalle lähete laboratorioon toimitettavaksi.
Verinäytteet	<ol style="list-style-type: none"> Verinäytteet otetaan alla olevan listan osoittamassa järjestyksessä. Seerumiputkea seisotetaan 30 min. Muut näytteet siirretään suoraan kylmään (+4°C). Näytteet viedään näytteiden lajitteluun / lähteisiin, jossa ne pakataan kuljetusta varten.

NÄYTTEET (Pt-HEMBIO) SPRV 003315

Ts-Hembio SPRV 003318	Ihobiopsia	Säilöntäaineeton putki, fysiologinen suolaliuos	Näytteenottoaika (pvm/klo)
Bm-Hembio SPRV 003317	Luuydinnäyte	EDTA, lila korkki, 10-30 ml (9 ml putkiin à noin 5 ml)	
B -Hembio SPRV 003316	Verinäytteet	seerumi, punainen korkki (1 x 9 ml putki)	Näytteenottoaika (pvm/klo)
		hepariini, vihreä korkki (1 x 9 ml putki)	
		EDTA, lila korkki, (2 x 9 ml putki)	

Lisätietoja

Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen Veripalveluun

Näytteet eivät saa jäätyä ja niiden lämpötilan on pysyttävä kuljetuksen ajan välillä +2 - +14 °C. Verinäytteiden on oltava Veripalvelussa 8 tunnin sisällä näytteenotosta.

- Laita verenkuljetuslaatikon pohjalle jääkaapissa jäähdytetty kylmägeelipussi ja selluvanaa tai muuta imeytysmateriaalia.
- Laita näytteet salpapusissa kylmägeelipussin ja imeytysmateriaalin päälle.
- Laita näytepussin päälle toinen jääkaapissa jäähdytetty kylmägeelipussi.
- Laita lähteet (2 kpl) laatikkoon päällimmäiseksi
- Sulje ja sinetöi laatikko. Liimaa sen päälle osoitetarra ja "UN3373, biologinen aine" -tarra.
- Lähetä näytteet Veripalveluun mahdollisimman nopeasti.

LISÄTIEDOT

Näytteenottoon ja lähettämiseen liittyvät ohjeet: www.hematologinenbiopankki.fi
Lähetystä ja kuljetusta koskeissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Veripalvelun Näyteinfon (ma-to 8-16, pe 8-15) puhelin 029 300 1414, faksi 029 300 1604, nayteinfo@veripalvelu.fi

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki, www.veripalvelu.fi

Pakkaukseen merkitään osoitteeksi:

SPR Veripalvelu
Jakelu / Näytteiden esikäsittely 3 krs. /
Hematologinen biopankki
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

VERIPALVELU TÄYTTÄÄ

LÄHETYKSEN SAAPUMISAIKA

Pvm	Klo	Vastaanottaja
-----	-----	---------------

Näyte	Putki	Määrä	Putken merkki
Ihobiopsia (Ts-Hembio)		kpl	
Luuydinnäyte (Bm-Hembio)	EDTA (10-30 ml)		<input type="checkbox"/> Venosafe <input type="checkbox"/> Vacuette <input type="checkbox"/> Vacutainer Muu
Verinäytteet (B-Hembio)	seerumi, punainen korkki (1 putki)	ml	<input type="checkbox"/> Venosafe <input type="checkbox"/> Vacuette <input type="checkbox"/> Vacutainer Muu
	hepariini, vihreä korkki (1 putki)	ml	<input type="checkbox"/> Venosafe <input type="checkbox"/> Vacuette <input type="checkbox"/> Vacutainer Muu
	EDTA, lila korkki, (2 putkea)	ml	<input type="checkbox"/> Venosafe <input type="checkbox"/> Vacuette <input type="checkbox"/> Vacutainer Muu
		ml	<input type="checkbox"/> Venosafe <input type="checkbox"/> Vacuette <input type="checkbox"/> Vacutainer Muu

NÄYTTEIDEN LAATUTARKASTUS

KAIKKI NÄYTTEET

Lämpötila Tavoite +2...+14 °C	<input type="checkbox"/> lämmin	näyte:	Tekijä
	<input type="checkbox"/> jäätynyt	näyte:	
	<input type="checkbox"/> kaikki näytteet kylmiä		
	<input type="checkbox"/> lähetyksessä TempTale -seuranta	ylitys °C kesto	
	<input type="checkbox"/> lämpötilassa ei poikkeamia	alitus °C kesto	
	<input type="checkbox"/> putkesta puuttuu tunnistetarra	näyte:	

VERINÄYTTEET

Silmämääräinen arvio	<input type="checkbox"/> hyytymiä	näyte:	Tekijä
	<input type="checkbox"/> vahva hemolyysi	näyte:	
	<input type="checkbox"/> lipeeminen	näyte:	
	<input type="checkbox"/> ikteerinen	näyte:	
	<input type="checkbox"/> näytteissä ei poikkeamia		
Kuvaile näytteissä olevat poikkeamat tarvittaessa tähän			

LUUYDINNÄYTTEET

Näytemäärä	putkea yhteensä ml	Tekijä
Silmämääräinen arvio	<input type="checkbox"/> putki liian täysi > 6ml lkm (eli liian täysien putkien lkm)	
	<input type="checkbox"/> hyytymiä	
	<input type="checkbox"/> näytteissä ei poikkeamia	
Kuvaile näytteissä olevat poikkeamat tarvittaessa tähän		

NÄYTTEIDEN KIRJAAMINEN

- näytteet kirjattu laskutusta varten
 näytteistä laskutettu päivystyslisä